


Anteis® : un nouveau dispositif d'injection des produits de comblement

L'efficacité d'un comblement de rides du visage tient d'abord à la performance du produit injecté, mais aussi à la qualité de l'injection et au profil du patient. Outre l'efficacité dans le temps d'une injection, l'autre attente majeure du patient est l'absence de douleur et de micro-traumatismes.

Le système d'injection Anteis® permet de contrôler le volume de produit injecté, le débit en mode papule (pour la revitalisation) ou en flux continu (pour les comblements), ainsi que la vitesse d'injection. Il est compatible avec tous les produits (seringues de 1 à 2 ml) et adapté au comblement

des rides superficielles à profondes du visage (sillons naso-géniens, rides d'amer-tume, joues, lèvres et contours des yeux), à la revitalisation (hydratation du visage, des pattes d'oie et du cou). Ce dispositif électronique, composé d'une pièce à main, d'une unité centrale et d'une double pédale de contrôle, permet des injections de haute précision sans anesthésie grâce à un meilleur contrôle et une optimisation de la vitesse et du volume injecté. La pression du piston simule et opti-



mise la pression du pouce. L'utilisation d'aiguilles plus fines (32G) ou d'aiguilles mousses permet de réduire le nombre de points d'injection, évitant ainsi douleur et effets secondaires.

Dans une étude ouverte, sur 193 volontaires répartis dans 8 centres, 63 patients ont été traités avec des produits de comblement et 130 avec des produits de revitalisation. Plus de 90 % d'entre eux observaient de bons résultats. Lors de la diffusion du produit, seule une sensation de tension a été ressentie et, après l'injection, très peu de rougeurs (12 %), d'échymoses (2 %) sont apparues.

En résumé, Anteis® Injection System assure de bons résultats grâce au placement homogène et à l'intégration du produit dans le derme, et permet un retour plus rapide à la vie sociale pour le patient.

J. QUESNEL

D'après une conférence de presse Anteis